

18 Luglio 2008



Università degli Studi di Udine



Dipartimento di Biologia e
Protezione delle Piante
Sezione di Biologia Vegetale




FONDAZIONE CRUP

Vacuolo:

*trasporto di soluti
stoccaggio di metaboliti secondari*

Cloroplasti:
*produzione di energia
metabolismo energetico*


Membrana cellulare:
*interazione con i patogeni
alterazione delle proprietà*



Mitocondri:
*produzione di energia
coinvolgimento nella morte
cellulare programmata*



18 Luglio 2008



OPTIMA™ MAX-XP
Benchtop Ultracentrifuge



Optima MAX-XP Benchtop Ultracentrifuge

Fast – up to 150,000 RPM

Quiet – less than 47 dBA

Safe – fits in standard biosafety hood

HEPA filter option

Remote control monitoring option

Door can be opened with just one finger

Supports 21 CFR Part 11, GLP and GMP

Full color, easy-to-read touch screen

Tilted screen on instrument face for easy access

Pulse function – for short and quick spins

USB port for export of run histories to .CSV file

Backed by over 60 years of centrifugation expertise

18 Luglio 2008

